

Medellin, marzo 13 de 2018

Señores

**CEXCA**

Ciudad

Asunto: acta de entrega equipo de sialoendoscopia

Respetuoso saludo;

Por medio de la presente se protocoliza la recepción del equipo de sialoendoscopia de propiedad del grupo CEXCA, conformado por:


- Lente marca STORZ modelo 11575A, serie 1915543
- Cable de Fibra óptica marca STORZ ref. 495NTA.

El equipo se recibe con las siguientes salvedades:

1. el equipo no cuenta con el contenedor sugerido por el fabricante para su adecuada esterilización y almacenamiento.
2. el equipo solamente será manipulado para su desinfección, limpieza y empaque por la instrumentadora que asista al cirujano.
3. la instrumentadora encargada de la limpieza, deberá entregar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, verificadas antes del empaque del mismo (conectando el equipo a la torre de endoscopia), esta verificación se realizará en presencia del personal de la central de esterilización y se diligenciará con firma la respectiva lista de chequeo para cada uso. En ningún caso el personal de la central de esterilización manipulará el equipo para su limpieza y empaque.
4. la esterilización del equipo se realizará bajo las condiciones sugeridas por el fabricante, pero la esterilización en vapor solamente se realizará a partir del momento en que sea entregado el contenedor que es apto para este método y sugerido por fábrica. Mientras se realiza dicha entrega, el equipo, será esterilizado en método de baja temperatura (plasma de peróxido), el cual también está contemplado en las - *instrucciones resumidas: limpieza, desinfección y esterilización de telescopios HOPKINS®/endoscopios en miniatura*- entregadas por el fabricante.


Agradecemos su atención, atentos a sus comentarios.

Atentamente;



CATALINA OROZCO  
COORD. BIOMEDICA

14-03-18



LINA MARIA TAPIAS F.  
COORD. ESTERILIZACION

**PBX: 4481845**

E-mail: [info@iqinterquirófanos.com](mailto:info@iqinterquirófanos.com)  
[www.iqinterquirofanos.com](http://www.iqinterquirofanos.com)